



怡安 廢液收集系統

- ✓ 安全
- ✓ 簡單
- ✓ 方便

適用於醫院中各式負壓抽吸系統，並同時兼顧安全與環保



LILY MEDICAL

產品特色



規格型號

型號	規格
引流袋	
CSB-G105	1.0L, w/ 疏水性過濾閥, 2 孔
CSB-G155	1.5L, w/ 疏水性過濾閥, 2 孔
CSB-G205	2.0L, w/ 疏水性過濾閥, 2 孔
CSB-G10C5	1.0L, w/ 疏水性過濾閥, 3 孔
CSB-G15C5	1.5L, w/ 疏水性過濾閥, 3 孔
CSB-G20C5	2.0L, w/ 疏水性過濾閥, 3 孔
CSB-W205	2.0L, w/o 疏水性過濾閥, 2 孔
CSB-W20C5	2.0L, w/o 疏水性過濾閥, 3 孔
硬瓶	
CSB-C101	1.0L, 綠色
CSB-C151	1.5L, 綠色
CSB-C201	2.0L, 綠色或白色
推車	
CSB-C20H12	2L, 1 量規, 2-硬瓶, H:75cm
CSB-C20H14	2L, 1 量規, 4-硬瓶, H:75cm
CSB-C20H24	2L, 2 量規, 4-硬瓶, H:75cm
CSB-C20L12	2L, 1 量規, 2-硬瓶, H:55cm
CSB-C20L14	2L, 1 量規, 4-硬瓶, H:55cm
CSB-C20L24	2L, 2 量規, 4-硬瓶, H:55cm
連接管	
CSC-XXX	客製化長度




配件




抽吸裝置安裝與使用

單瓶



多瓶



靈活

- 負壓引流收集系統可以分為單瓶~四瓶串接使用
- 以符合各種不同的使用需求

安全

完全密封及耐久使用
不建議大量抽吸煙霧

簡便

安裝零失誤，清楚顏色識別（白色和綠色）

硬瓶

最小刻度為50毫升，刻度線清楚易判讀



GMP 證書



ISO 13485:2016

衛部醫器製壹字第008971號
衛部醫器製壹字第009661號



怡安醫療器材股份有限公司

電話 +886-37-612-625
傳真 +886-37-612-720
e-mail customer.service@lily-medical.com
網站 www.lily-medical.com
地址 苗栗縣竹南鎮新竹南里7鄰三角店28之2號